



## Die Sauerstofftherapie war noch nie so einfach

### Sauerstoffkonzentrator **EverFlo**

Der kleine, leichte Sauerstoffkonzentrator EverFlo von Respironics beeindruckt Versorgungsträger und Patienten zugleich. Durch sein schlankes, ergonomisches Design lässt er sich leichter verstauen, transportieren und tragen als herkömmliche Konzentratoren. Er gehört zudem zu den leisesten und energiesparendsten Geräten auf dem Markt. Wartungsarme Filter, ein robuster Sauerstoffauslass aus Metall und weniger bewegliche Teile als bei anderen Konzentratoren gewährleisten einen zuverlässigen, problemlosen Betrieb.

**PHILIPS**

RESPIRONICS



Integrierter Griff für leichten Transport mit einer oder beiden Händen



Halter für Befeuchterflasche kompatibel mit allen Flaschenformen



Aufbewahrung von Ersatzschläuchen im Gerät



Robuster Metallkanülenanschluss



Eingelassenes Flowmeter reduziert die Gefahr einer Beschädigung



Bedienfläche mit Ein-/Ausmacher und Alarmanzeigen

Produktspezifikationen		
	Standardversion	Version für Deutschland
Stromversorgung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Durchfluss	0,5-5 Liter pro Min.	0,5-5 Liter pro Min.
Geräuschpegel	43 dBA	<40 dBA
Sauerstoffkonzentration	90 % - 96 %	87 % - 96 %
Gewicht	14 kg	15 kg
Abmessungen (HxBxT)	580 mm, 380 mm 240 mm	580 mm, 380 mm 240 mm
SPA (Sauerstoffprozent- anzeige) Alarmstufen	Sauerstoff niedrig: 82 %, Sauerstoff sehr niedrig: <70 %	Sauerstoff niedrig: 82 %, Sauerstoff sehr niedrig: <70 %
Filterwechsel	Lufteinlassfilter: 2 Jahre Bakterienfilter (Micro Disc): nach Bedarf	Lufteinlassfilter: 2 Jahre Bakterienfilter (Micro Disc): nach Bedarf
Stromverbrauch	<300 W	<300 W
Artikelnummer	1020006 Europa 1020017 Schweiz	1020007 Deutschland

Respironics und EverFlo sind Marken von Respironics, Inc. und verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Bitte besuchen Sie uns unter [www.philips.de/respironics](http://www.philips.de/respironics)



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Broudy AM 4/7/14 MCI 4106104 PN 1039009

**MediCur**

MediCur AG  
Mellingerstrasse 12  
5443 Niederrohrdorf  
Tel. 056 493 33 33  
Fax 056 493 37 69

[info@medicur.ch](mailto:info@medicur.ch)  
[www.medicur.ch](http://www.medicur.ch)